

KIT DE GUIAS DE
POSICIONAMIENTO
DE IMPLANTES
GALIMPLANT



Instrumentos fabricados en acero quirúrgico.
Esterilizable en autoclave. Los orificios permiten el paso de la fresa lanza
y la fresa espiral de $\varnothing$ 2 mm del sistema.

GUÍAS DE POSICIONAMIENTO

galimplant®

SEGURIDAD Y PRECISIÓN A TU ALCANCE

Nueva Galimplant, S.L.U.
C/Benigno Quiroga,90
27600 Sarria - Lugo (España)

Tel: (+34) 982 53 34 93
E-mail: info@galimplant.com
Web: www.galimplant.com


Los productos comercializados por **Galimplant** son productos sanitarios y se fabrican según los estándares ISO 13485 y bajo las directrices de la Directiva Europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.
Con la finalidad de mejorar el producto, **Galimplant** se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.

© 2020. Todos los derechos reservados






REF. POS G1
GUÍA DE POSICIONAMIENTO 1
Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de implantes unitarios.





REF. POS G2A
GUÍA DE POSICIONAMIENTO 2A
Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de dos implantes consecutivos de diámetros reducidos y/o estándar.



REF. POS G3
GUÍA DE POSICIONAMIENTO 3
Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de tres implantes consecutivos de diámetros reducidos, estándar y anchos.

REF. POS G2B
GUÍA DE POSICIONAMIENTO 2B
Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de dos implantes consecutivos de diámetros estándar y anchos.



REF. POS G4
GUÍA DE POSICIONAMIENTO 2B
Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de cuatro implantes consecutivos tanto en sector anterior como en sector posterior.

Las guías de posicionamiento Galimplant tienen la función de determinar el espacio adecuado para la colocación de uno hasta cuatro implantes consecutivos tanto en sector anterior como posterior según los diámetros reducido, estándar y ancho.