

# Instrumental Quirúrgico



Innovación y precisión a tu servicio



## K POS G

### Guías de posicionamiento

Instrumentos fabricados en acero quirúrgico y esterilizables en autoclave.

Los orificios permiten el paso de la **fresa lanza** y la **fresa espiral** de  $\varnothing$  **2** milímetros del sistema.

Permiten determinar el espacio adecuado para la colocación de **uno** a **cuatro** implantes.



#### Guías de posicionamiento 1

Ref. **POS G1**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de implantes unitarios.

#### Guías de posicionamiento 2-A

Ref. **POS G2-A**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de dos implantes consecutivos de diámetros reducidos y/o estandar.





## Guías de posicionamiento 2-B

Ref. **POS G2-B**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de dos implantes consecutivos de diámetros estándar y anchos.



## Guías de posicionamiento 3

Ref. **POS G3**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de tres implantes consecutivos de diámetros reducidos, estándar y anchos.

## Guías de posicionamiento 4

Ref. **POS G4**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de cuatro implantes consecutivos tanto en sector anterior como en sector posterior.





# SRO GAL

Sistema de registro oclusal

Contiene las herramientas necesarias para determinar la **relación intermaxilar** de una forma sencilla y precisa.



Ref. **SRO GAL**



Placa mandibular grande



Placa mandibular pequeña



Puntero central



Fijador intermaxilar



Destornillador



Regla






# KIT GAL

## Instrumental quirúrgico

Instrumentos fabricados en acero quirúrgico y esterilizables en autoclave.


Con todo el **instrumental** y **herramientas** necesarias para afrontar los diferentes procedimientos quirúrgicos que realizamos en nuestra clínica.



Ref. **KIT GAL**



## Incluye:



# KIT DE EXTRACTORES

Ref. KIT EXT/LE

