

KIT SISTEMA
REGISTRO OCLUSAL



Diseñado para determinar la relación intermaxilar.
Simple y exacto.
Componentes esterilizables en autoclave.

galimplant®

SRO SISTEMA DE REGISTRO OCLUSAL

SIMPLEZA Y **EXACTITUD**
EN TUS REHABILITACIONES

Nueva Galimplant, S.L.U.
C/Benigno Quiroga,90
27600 Sarria - Lugo (España)

Tel: (+34) 982 53 34 93
E-mail: info@galimplant.com
Web: www.galimplant.com

Los productos comercializados por **Galimplant** son productos sanitarios y se fabrican según los estándares ISO 13485 y bajo las directrices de la Directiva Europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

Con la finalidad de mejorar el producto, **Galimplant** se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.

© 2020. Todos los derechos reservados

 galimplant®



1 IMPRESIONES DEL PACIENTE




2 FABRICACIÓN EN EL LABORATORIO DEL REGISTRO OCLUSAL


SUPERIOR
PUNTERO CENTRAL



INFERIOR
PLANCHA DE
DESPLAZAMIENTO
HORIZONTAL



3 COLOCACIÓN EN BOCA DEL PACIENTE



4 DETERMINAR DIMENSIÓN VERTICAL



5 FIJAR REGISTRO OCLUSAL EN BOCA



TRAZADO ARCO
GÓTICO



FIJADOR
INTERMAXILAR



POSICIONAR FIJADOR
INTERMAXILAR

6 MONTAJE EN ARTICULAR

SISTEMA DE REGISTRO
OCCLUSAL FIJADO

