

Kit de fijación para regeneración de injerto óseo



Una solución compacta y personalizada



Instrumental de la Caja Mincro



Organizador de Tornillos - 1.6mm
Ref. **220-0060**



Mango destornillador
Ref. **220-0019**



Punta atornilladora - 1.6mm
Ref. **220-0061**



Broca piloto - 1.0mm
Ref. **220-0301**



Punta atornilladora - 1.2mm
Ref. **220-0022**



Broca Piloto - 1.3 mm
Ref. **220-0362**



Broca Piloto - 1.6mm
Ref. **220-0303**



Tornillos de la Caja Mincro



Tornillo auto-roscante

1,2mm x 4mm - Ref. **204-1204**
1,2mm x 6mm - Ref. **204-1206**
1,2mm x 8mm - Ref. **204-1208**
1,2mm x 10mm - Ref. **204-1210**
1,2mm x 12mm - Ref. **204-1212**



Tornillo auto-perforante

1,6mm x 4mm - Ref. **211-1604**
1,6mm x 6mm - Ref. **211-1606**
1,6mm x 8mm - Ref. **211-1608**



Tornillo auto-perforante rosca parcial

1,6mm x 10mm - Ref. **201-1610**
1,6mm x 12mm - Ref. **201-1612**



Tornillo tenting

1,2mm x 6mm - Ref. **205-1206**
1,2mm x 8mm - Ref. **205-1208**

“Tradición de calidad e innovación”

“Productos que mejoran la vida de las personas”

- **Kit compacto y completo** para procedimientos de injerto óseo y regeneración tisular guiada
- Composición flexible y **totalmente personalizada**.
- El sistema de tornillos de aleación de titanio proporciona un **mejor agarre y resistencia al hueso**.
- Los tornillos autoperforantes de accionamiento automático de 1,6 mm están disponibles para la **fijación de membranas** y el **injerto óseo**.
- Los tornillos autoperforantes de accionamiento automático de 1,2 mm están disponibles para la **colocación y la fijación de membranas** y el **injerto óseo**.

